

get it!

NSK Kampanjetilbud

NSK
Create it

GJELDER FRA
MARS TIL JUNI
2023



**KJØP 5,
BETAL FOR 4!**



**Gå ikke glipp av
våre fantastiske
tilbud!**

Vinkelstykker/luftturbiner

Ti-Max Z VINKELSTYKKER

Instrumentene i Z-serien er optimalt utformet for å gi deg enda bedre tilgang og sikt. Med ultra-minihoder og de smaleste halsene noensinne, når du frem til behandlingsområder hvor det ellers er vanskelig å komme til. Lydnivået er lavest mulig, og vibrasjonene er knapt merkbare. Z-serien er laget i titan og overflatebehandlet med NSK Duracoat.



MODELL **Z95L**

• 1:5 Økning

15.900 NOK*

19.900 NOK*



MODELL **Z25L**

• 1:1 Direktedrift

10.600 NOK*

13.500 NOK*



MODELL **Z15L**

• 4:1 Redusering

11.900 NOK*

14.900 NOK*



MODELL **Z45L**

• 1:4,2 Økning

15.700 NOK*

19.600 NOK*

Ti-Max Z TURBIN

Z-serien består av elegante, kraftfulle turbin med en maks-effekt på 26W. Instrumentene er laget av titan som er et slitesterkt, lett, greppvnnlig, vibrasjonsdempende og allergivennlig materiale. Små hoder med tilpasset vinkel og smale halser gir optimal tilgang og sikt. Lydnivå og vibrasjoner er begrenset til et minimum, og overflaten er behandlet med NSK Duragrip for et sikkert og behagelig grep.



MODELL **Z900L**

før NSK PTL-kobling

MODELL **Z900KL**

før KaVo® MULTIflex® LUX-kobling

MODELL **Z900SL**

før Sirona® hurtigkobling

MODELL **Z900WL**

før W&H® Roto Quick®- kobling

12.200 NOK*

15.300 NOK*



MODELL **Z800L**

før NSK PTL- kobling

MODELL **Z800KL**

før KaVo® MULTIflex® LUX-kobling

MODELL **Z800SL**

før Sirona® hurtigkobling

MODELL **Z800WL**

før W&H® Roto Quick®- kobling

12.200 NOK*

15.300 NOK*



**En av verdens
kraftigste
mikroturbiner**

MODELL **Z micro**

før NSK PTL- kobling

MODELL **Z micro KL**

før KaVo® MULTIflex® LUX-kobling

MODELL **Z micro SL**

før Sirona® hurtigkobling

12.200 NOK*

15.300 NOK*

KAMPANJE

**GJELDER ALLE
VINKELSTYKKER
OG TURBINER**

KJØP 5,

Vinkelstykker/luftturbiner

S-Max M VINKELSTYKKER

S-Max er driftssikker, har høy yteevne og svært solide interne komponenter. Slank design. Chucksystemet gjør det lett og trygt å bytte bor. M95-, M25- og M15-vinkelstykker er tilgjengelige både med og uten lys; M65 finnes bare uten lys.



MODELL **M95L**

• 1:5 Økning

10.700 NOK*

13.400 NOK*



MODELL **M25L**

• 1:1 Direktdrift

7.600 NOK*

9.500 NOK*



MODELL **M15L**

• 4:1 Redusering

8.500 NOK*

10.600 NOK*



MODELL **M65**

• 1:1 Direktdrift

6.200 NOK*

7.800 NOK*



MODELL **FX57m**

• 4:1 Redusering

3.600 NOK*

4.500 NOK*

S-Max M TURBIN

NSKs rimelige standardserie tilbyr kvalitetsinstrumenter med solide interne komponenter. Turbinene har en slank design med smalere grep, som gjør det lettere for brukeren å nå helt frem til jeksler. I alle produkter inngår NSKs push button chuck for enkelt og sikkert borbytte uten behov for verktøy. Instrumentene når en effekt på hele 26 W, samtidig som vibrasjons- og lydnivået er lavt. Hoveddelen i S-Max-serien er laget i rustfritt stål, den sandblåste overflatebehandlingen gir et sikkert grep.



MODELL **M900L**

for NSK PTL-kobling

MODELL **M900KL**

for KaVo®MULTiflex® LUX-kobling

MODELL **M900SL**

for Sirona® hurtigkobling

MODELL **M900WL**

for W&H® Roto Quick® - kobling

8.900 NOK*

10.200 NOK*



MODELL **M800L**

for NSK PTL- kobling

MODELL **M800KL**

for KaVo®MULTiflex® LUX-kobling

MODELL **M800SL**

for Sirona® kobling

MODELL **M800WL**

for W&H® Roto Quick®- kobling

8.900 NOK*

10.200 NOK*

BETAL FOR 4

Varios Combi Pro

KOMPLETT LØSNING MED SCALER OG PULVERPOLERING
FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVALE BEHANDLINGER

2-I-1 ULTRALYD × PULVERSPRAY

Varios Combi Pro inneholder:

- Kontrollenhet
- Ultralydscalerkit inkl. LED-håndstykke
- Supragingivalt pulverkit
- Flerfunksjonell fotpedal
- G4-, G8- og G16-spiss
- Annet tilbehør

MODELL **Varios Combi Pro**

65.000 NOK*



VERDIPAKKE P4+C

Varios Combi Pro med ultralyd-
og pulverkit
for supragingival bruk



Perio-kit
(subgingival bruk)



Et ekstra ultralydhåndstykke
Varios2 LUX HP



iCart Prophy



93.000 NOK*

116.000 NOK*

SPAR 23.000 NOK*



Varios 970

ULTRALYD

- iPiezo-motor for stabil uteffekt
- Smalt og lett håndstykke
- Omfattende bruksområder med spisser for profylaktiske, periodontiske og endodontiske behandlinger
- LED-integrert
- 2 vannbeholdere+ eksternt vann

Varios 970 inkluderer:

- Kontrollenhet
- Håndstykke inkl. ledning
- Fotpedal
- 3 scalerspisser (G4, G8, G16)
- 2 vannbeholdere
- Steriliseringsbeholder med tre spissnøkler



MODELL **Varios 970 LUX**
Komplett kit med LED

37.600 NOK*

MODELL **Varios 970**
Ikke-optisk komplett kit

33.000 NOK*

VERDIPAKKE P5-A

Varios 970
LUX



+ Et ekstra Varios
LED-håndstykke



38.300 NOK*
47.900 NOK*


SPAR 9.600 NOK*

VERDIPAKKE P5-B

Varios 970



+ Et ekstra Varios
ikke-optisk håndstykke



34.200 NOK*
42.800 NOK*

SPAR 8.600 NOK*

Scalerspisser

Tillegg: Kombinøkel REF:Z221076

KOMPATIBLE MED EMS



G1-E



G2-E



G3-E



G6-E

800 NOK*



P21R-E



P21L-E



P25R-E



P25L-E



P20-E

1.100 NOK*

KAMPANJE

Kjøp 6 spisser, betal for 5!

Prophy-Mate neo

Prophy-Mate neo er utstyrt med et feste som passer til NSK PTL, KaVo MULTIflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.

LUFTDREVEVET TANNPOLERINGSVERKTØY FOR SUPRAGINGIVAL BRUK

VERDIPAKKE P1

Prophy-Mate neo

+ Et ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke

+ FLASH pearl 4 x 300g
(Kalsiumbasert rengjøringspulver)

14.400 NOK*

18.000 NOK*

SPAR **3.600 NOK***



Perio-Mate

Perio-Mate er utstyrt med et feste som passer til NSK PTL, KaVo MULTIflex LUX, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.

LUFTDREVEVET TANNPOLERINGSVERKTØY FOR SUBGINGIVAL BRUK

VERDIPAKKE P2

Perio-Mate

+ Et ekstra Perio-Mate håndstykke

+ Perio Mate-pulver 2 x 160g
(Glycinbasert pulver)

16.500 NOK*

20.700 NOK*

SPAR **4.200 NOK***



MEGAPACK P3

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERT SPAREPAKKE P1 OG P2

28.800 NOK*

36.000 NOK*

SPAR **7.200 NOK***

iProphy

ERGONOMIS, TRÅDLØS POLERINGSMIKROMOTOR
MED LITE HODE

MODELL **iProphy** med iFX57-hode

15.900 NOK*

20.000 NOK*

Som standard er iProphy tilgjengelig med iFX57-hode for skrukopper (som vist). Som alternativ kan iProphy brukes med profylaksehode til engangsbruk. I slike tilfeller anbefaler vi å bruke iProphy uten hode (REF Y150069; 19.619 NOK*) og PR-F-adapteren. Skrukopper og engangs profylaksehode medfølger ikke i standardpakkene.

Tilgjengelige alternativer:



MODELL **iFX57**
(hode for skrukopper)

3.600 NOK*

4.500 NOK*



MODELL **PR-F**
Adapter for engangs profylaksehode

2.700 NOK*

3.400 NOK*



Ti-Max S970 Luftscaler

- Luftscaler-håndstykke i titan med DURACOAT®-belegg
- Effektring med 3 nivåer
- Stabilt dreiemoment og konstant effekt
- Sirkulær optisk belysning
- Stort utvalg av spisser til perio-, endo- og scaling m.m.
- Oscillasjonsfrekvens: 5 800–6 200 Hz
- Inkl. 3 spisser (S1, S2, S3)



MODELL **Ti-Max S970L**
Optisk luftscaler
for NSK PTL-kobling

13.500 NOK*

16.900 NOK*

MODELL **Ti-Max S970KL**
Optisk luftscaler for KaVo®
MULTiflex® LUX-kobling

14.900 NOK*

18.700 NOK*

MODELL **Ti-Max S970SL**
Optisk luftscaler for Sirona®
hurtigkobling

14.900 NOK*

18.700 NOK*

Surgic Pro2

Kraftig og pålitelig med flere nye egenskaper:

- Lettere og mindre motordel
- Enkel innstilling og overblikk av verdier via stor skjerm
- Ny teknologi med farge-LED gir en naturligere fargegjengivelse enn hvit LED
- Trådløse koblinger via bluetooth til fotkontroll, Osseo100(+) og iPads.
- Med iPad tilkoblet kan verdiene overvåkes i sanntid og lagres.
- Enheten kan også kobles trådløst til VarioSurg3.



MODELL **Surgic Pro2 OPT**

Komplett maskin med LED inkl. optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

62.600 NOK*

VERDIPAKKE S7

Surgic Pro2 OPT

+ Osseo 100+



76.400 NOK*

95.500 NOK*

SPAR 19.100 NOK*

Surgic Pro

KIRURGISK MIKROMOTOR FOR IMPLANTAT-, ORAL- OG MAXILLOFACIAL KIRURGI

- Maks. dreiemoment (opptil 80 Ncm)
- Liten og lett mikromotor
- LED-belysning (32 000 LUX)
- Enestående holdbarhet og pålitelighet
- Mikromotoren kan autoklaveres og varmedesinfiseres

MODELL **Surgic Pro OPT**

Komplett maskin med LED inkl. optisk vinkelstykke X-SG20L (20:1)

57.800 NOK*



VERDIPAKKE S1-A

Surgic Pro NON-OPT

+ Et ekstra vinkelstykke SG20 (20:1)

+ Kirurgisk håndstykke SGS-ES (1:1)



50.800 NOK*

63.500 NOK*

SPAR 12.700 NOK*

VERDIPAKKE S2-A

Surgic Pro OPT

+ Et ekstra vinkelstykke X-SG20L (20:1)

+ Kirurgisk håndstykke X-SG65L m. L. (1:1)



70.700 NOK*

89.100 NOK*

SPAR 17.700 NOK*

Kirurgi og Implantat Vinkelstykker



MODELL X-SG20L

20:1 Redusering

14.200 NOK*

17.000 NOK*



MODELL X-SG25L

1:1 Direktedrift

9.800 NOK*

11.800 NOK*



MODELL X-SG93L

3:1 Redusering

14.900 NOK*

17.900 NOK*



MODELL Z-SG45L

1:3 Økning

14.700 NOK*

17.700 NOK*



MODELL SG20

20:1 Redusering

9.900 NOK*

11.900 NOK*



MODELL X-SG65L

1:1 Direktedrift

11.900 NOK*

14.300 NOK*



MODELL SGS-ES

1:1 Direktedrift

5.900 NOK*

7.200 NOK*



MODELL SGA-ES

1:1 Direktedrift

8.100 NOK*

9.700 NOK*

KAMPANJE

Kjøp 5, betal for 4!

VarioSurg3

KRAFTIG KIRURGISK ULTRALYDSYSTEM MED LED



- Høyeste skjæreeffektivitet
- Slankt og lett ultralydhåndstykke
- Stort utvalg av spisser
- Link System med Surgic Pro

Inkluderer:

Basis H-S spisskit og steriliseringskassett



NSK tilbyr et utvalg på over 50 spisser for ulike indikasjoner. Mer informasjon finner du på nettstedet vårt:

www.norway.nsk-dental.com/products/surgical/



MODELL VarioSurg3

Komplett maskin inkl. Basic H-S-kit og steriliseringskassett

90.000 NOK*

MODELL VarioSurg3 NON-FT¹⁾

Komplett maskin uten fotpedal for SG-Link med Surgic Pro inkl. Basic H-S .kit og steriliseringskassett

79.000 NOK*

1) for å kunne koble VarioSurg3 til Surgic Pro kreves enten SG Link-sats eller iCart Duo + Link-kabel. VarioSurg3 kan kobles til alle Surgic Pro-modeller.

VERDIPAKKE V1

Komplett maskin inkl. Basic H-S-sats og steriliseringskassett

+ Et ekstra VS3-håndstykke med LED



91.000 NOK*

113.300 NOK*

SPAR 22.300 NOK*

**VED KJØP AV VARIOSURG3 FÅR DU DETTE
PIEZOKURSET PÅ KJØPET!**

KURS PIEZOKIRURGI

5.700 NOK*

Lær deg å beherske den nyeste teknologien innen dental kirurgi. Piezokirurgi er en innovativ/alternativ metode for tannleger som jobber med kirurgi. De viktigste fordelene med piezoteknologien er at den er sikrere, mer skånsom og presis enn den konvensjonelle teknologien.

Språk: Svensk

NÅR: 5 MAI 2023 KL. 8.00-16.00

GOTHIA TOWERS,
SVENSKA MÅSSAN, MÅSSANS GATA 24, GÖTEBORG

SKANN QR-KODEN
FOR MER INFORMASJON
OG PÅMELDING



SurgicPro+ + VarioSurg3

MIKROMOTORSYSTEM
FOR ORAL KIRURGI

ULTRALYDSYSTEM
FOR BENKIRURGI



VERDIPAKKE S5+

Surgic Pro+ D komplett maskin med LED
inkl. optisk vinkelstykke X-DSG20L (20:1)

+ Kirurgisk håndstykke (optisk)
X-SG65L (1:1)

+ **VarioSurg 3 non-FT** Komplet maskin
uten fotpedal inkl. Basic H-S-kit og
steriliseringskassett

+ Et ekstra piezohåndstykke
med LED

+ iCart Duo
inkl. Link-kabel



160.000 NOK*
200.000 NOK*

SPAR 40.000 NOK*

Osseo 100

ENHET FOR MÅLING AV OSSEOINTEGRASJON

Osseo 100 måler implantatets stabilitet og osseointegrasjon slik at det blir lettere for tannlegen å avgjøre når implantatet skal belastes. Dette er spesielt viktig ved bruk av protokoller med kortere behandlingstid og under behandling av høyriskopasienter (f.eks. diabetes, røykere, kreftpasienter). Osseo 100 måler implantatstabilitet enkelt ved hjelp av tre trinn. Målingen skjer ved hjelp av en MultiPeg3 (tilgjengelig for de fleste implantattyper).

³⁾MultiPeg medfølger ikke; selges separat.



Krever kun 3 trinn.
Lær mer i videoen.



MODELL **Osseo 100**

29.000 NOK*
36.000 NOK*

Osseo 100+

AUTOMATISK OVERFØRING AV ISQ-VERDIEN VED TILKOBLING TIL SURGIC PRO 2. BLUETOOTH®-TILKOBLINGEN MULIGGJØR LAGRING AV MÅLEVERDIER I SURGIC PRO2-APPEN.

MODELL **Osseo 100+**

Trådløs Bluetooth®-tilkobling med Surgic Pro2

33.000 NOK*
41.000 NOK*



MultiPeg™

390 NOK*



Gjenbrukbar MultiPeg™

- For alle større implantatsystem⁴⁾
 - Skånsom mot vevet, holdbar titan
 - Kan autoklaveres 20 ganger
 - Optimal plattformtilpasning
- ISQ Standard Calibrated



⁴⁾ Det er ulike MultiPegs tilgjengelige tilpasset forskjellige implantatsystemer og modeller. Se en regelmessig oppdatert oversikt på <https://www.nsk-dental.com/products/surgical/surgical-osseo100/>

iSD900

TRÅDLØS PROTESESKRUTREKKER. MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende pga. automatisk momenttrekking av festeskruer på distanse- og implantatnivå.
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegrensning mellom 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spake
- Tydelig LCD-display
- Lader og oppladbare batterier

MODELL **iSD900**

19.900 NOK*
25.000 NOK*



Mobil tannbehandling

VIVA ace

MOBILT
TANNBEHANDLINGSSYSTEM Vekt: kun 8,5 kg!



MODELL **VIVA ace**

138.000 NOK*
172.500 NOK*



VIVA ace er utstyrt på følgende måte:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med Endo-funksjoner
- Multifunksjonell ultralydscaler Varios 170 med LED
- 3-veis sprøyte uten lys
- Spyttsuger
- Stor kontrollskjerm

Dentalone

MOBILT TANNBEHANDLING

MODELL **Dentalone**

160.000 NOK*
200.000 NOK*



Dentalone er utstyrt på følgende måte:

- Børsteløs NLX nano mikromotor med LED
- Multifunksjonell ultralydscaler Varios 170 med LED
- 3-veis sprøyte med LED
- Spyttsuger
- Stor, bakgrunnsbelyst kontrollskjerm
- Instrumentholder med automatisk valgfunksjon
- Fotpedal

Det som tidligere var en liten trillevogn, er nå blitt til en komplett, fullt utstyrt tannbehandlingsenhet. Det spiller ingen rolle om den brukes på sykehjem, på skoler eller for humanitære formål – Dentalone er lett å flytte på og blir til en behagelig, brukervennlig tannbehandlingsenhet i løpet av sekunder.

VIVA MATE G5

BÆRBAR MIKROMOTOR
MED BELYSNING FOR MOBIL BRUK

Denne mobile mikromotoren/enheten kan brukes hvor som helst takket være de sterke batteriene som er helt uavhengige av nettilkobling i opptil 2 timer. Med et rotasjonsspekter på 3000 til 30 000 rpm kan den brukes i alle typer bruksområder innen tannbehandling når den brukes med riktig håndstykke eller vinkelstykke.



MODELL **Viva Mate G5 Set⁶⁾**

21.600 NOK*
27.000 NOK*

ULTIMATE XL BØRSTELØS MIKROMOTOR



- 1 000–50 000 rpm
- Lett, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patentert støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighetskontroll
- Autokjøringsfunksjon

LABMOTOR MED EKSTRA HØYT
DREIEMOMENT 8,7 Ncm

Knemodell

Fotmodell

22.400 NOK*

28.000 NOK*

Bordmodell

Tårnmodell

LABMOTOR MED SMALERE
HÅNDTAK 6,0 Ncm

Knemodell

Fotmodell

18.800 NOK*

23.500 NOK*

Bordmodell

Tårnmodell

Endodonti

iPex II APEXLOKALISATOR

- Nøyte måling av rotkanalen ved hjelp av smartlogic technology
- Fungerer under alle forhold, inkludert tørre, bløte og blodige kanaler

MODELL **iPex II**

9.900 NOK*

12.200 NOK*



iCare+

AUTOMATISK SYSTEM FOR RENGJØRING, DESINFISERING OG SMØRING AV INSTRUMENT

Alt du trenger for perfekt rengjøring, smøring og desinfeksjon av hånd- og vinkelstykker. iCare+ rengjør, desinfiserer og smører 4 instrumenter.

MODELL C2

Inkludert 2 adaptore for hånd-/vinkelstykker. + 2 adaptore for turbin.

87.500 NOK*

MODELL C3

Inkludert 3 adaptore for hånd-/vinkelstykker + 1 adapter for turbin.

87.500 NOK*



iClave plus

KVALITETS VAKUUM-AUTOKLAV KLASSE B

- Brukervennlig
- Rask.
- 25 min syklus for upakkede instrumenter
- 35 minutter for pakkede instrumenter
- Perfekt for implantatkit
- Inkluderer helixtest og strips

62.000 NOK*
81.000 NOK*



Purity

AUTOMATISK VANNRENSESYSTEM

Denne enheten passer over iClave plus

MODELL Purity

16.000 NOK*
21.600 NOK*




Newseal Plus

FORSEGLER ENKELT OG AUTOMATISK AUTOKLAVPOSER FØR STERILISERING

MODELL Forseglar Newseal Plus

9.900 NOK*
11.000 NOK*



VI TILBYRR LOKAL SERVICE OG SUPPORT!


KONTAKT



Mirnes Dinarevic

Tlf: 92 21 40 63

Email: mirnes.dinarevic@nsk-nordic.com



Ved kjøp av NSK produkter fra våre offisielle distributører har vi særdeles gode servicemuligheter ved vårt servicesenter. Samtlige priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Våre tilbud gjelder ikke i kombinasjon med avtalepriser eller andre rabatter. Kampanjen gjelder til og med 30. Juni 2023. Med reservasjon for eventuelle feil/trykkfeil eller forandringer.

NSK Nordic • www.nsk-nordic.com

Telefon: +46 31 20 20 24 • E-mail: order@nsk-nordic.com