



get it!

NSK Kampanjetilbud

1. APRIL TIL 30. JUNI 2025



Varios Combi Pro2

VÅRENS NYHETER



M94L

Power 4 the Harder

iClave 24



Turbiner/Vinkelstykker

Ti-Max Z TURBIN

Opplev den enestående skjærekraften til bransjens ledende 44W turbin. Gjør zirkoniumdioksid lett å fjerne, reduserer stoltid og minimerer ubehag for pasienten.



MODELL Z890KL

1 for **12.500 NOK*** stk
2 for **11.000 NOK*** stk
22-660-NEK*



MODELL Z990KL

1 for **12.500 NOK*** stk
2 for **11.000 NOK*** stk
22-660-NEK*



MODELL Z micro

14.900 NOK*
21.630 NOK*

Finnes også for KaVo®MULTiflex® LUX-kobling (KL), Sirona® hurtigkobling (SL) og W&H® Roto Quick®-kobling (WL)

Uslåelig kraft

Ti-Max Z Turbin Z990 / Z890

Verdens Kraftigste Turbin 44W*

*Z990L, Lufttrykk ved 0,42 Mpa

- Uslåelig kraft! **44 W**
- Quickstop
- Dynamic Power System gjør turbinen utrolig effektiv, noe som korter ned arbeidstiden
- Duragrip, antiskli og ripebestandig
- Titan, lav vekt
- 4-punkts vannspray
- Meget lavt lyd- og vibrasjonsnivå

Mer informasjon



KAMPANJE

TwinPack – Mer for pengene!

Turbiner/Vinkelstykker

Ti-Max Z VINKELSTYKKER

Instrumentene i Z-serien er optimalt utformet for å gi deg enda bedre tilgang og sikt. Med ultra-minihoder og de smaleste halsene noensinne, når du frem til behandlingsområder hvor det ellers er vanskelig å komme til. Lydnivået er lavest mulig, og vibrasjonene er knapt merkbare. Z-serien er laget i titan og overflatebehandlet med NSK Duracoat.



Optisk 1:1
MODELL Z25L
• 1:1 Direktedrift

1 for **9.900 NOK*** stk
2 for **8.300 NOK*** stk
16.070 NOK*



Optisk 1:5
MODELL Z95L
• 1:5 Økning

1 for **14.400 NOK*** stk
2 for **10.800 NOK*** stk
24.300 NOK*



Optisk 1:4,2
MODELL Z45L
• 1:4,2 Økning

15.900 NOK*
25.340 NOK*




PÅ TIDE Å BYTTE



Se hvor effektivt NSK vinkelstykker reduserer aerosol inne på klinikken.

Mindre aerosol, mindre risiko



Kun vann



Vann og sprayluft

Lett å bytte mellom spray på/av



Raskt og enkelt å bytte mellom vann og spray.

NSK har oppfunnet en ny måte å redusere aerosoldannelse i roterende instrument. Ingen annen produsent av roterende instrument tilbyr denne praktiske og effektive funksjonen. Sprayluften bidrar til å danne aerosoler inne i og rundt pasienten. Vinkelstykket produserer mye mindre aerosoler sammenlignet med turbiner, og ved å slå av luftsprayen i disse instrumentene genereres enda mindre aerosol. Dette betyr at risikoen for smitte og infeksjoner reduseres betydelig.

Gjelder ved kjøp av et utvalg av turbiner, hånd- eller vinkelstykker



Turbiner/Vinkelstykker

S-Max M

TURBINVINKELSTYCKEN

NSKs advancede serie tilbyr kvalitetsinstrumenter med solide interne komponenter. Turbinene har en slank design med smalere grep, som gjør det lettere for brukeren å nå helt frem til jeksler. I alle produkter inngår NSKs push button chuck for enkelt og sikkert borbytte uten behov for verktøy. Instrumentene når en effekt på hele 26 W, samtidig som vibrasjons- og lydnivået er lavt. Hoveddelen i S-Max-serien er laget i rustfritt stål, den sandblåste overflatebehandlingen gir et sikkert grep.



MODELL M900KL

1 for **8.990 NOK*** stk
2 for **7.850 NOK*** stk
13.500 NOK*



MODELL M800KL

1 for **8.990 NOK*** stk
2 for **7.850 NOK*** stk
13.500 NOK*

Finnes også for KaVo®MULTiflex® LUX-kobling (KL), Sirona® hurtigkobling (SL) og W&H® Roto Quick®-kobling (WL)

S-Max M

VINKELSTYKKER

S-Max er driftssikker, har høy yteevne og svært solide interne komponenter. Slank design. Chucksystemet gjør det lett og trygt å bytte bor. M95-, M25- og M15-vinkelstykker er tilgjengelige både med og uten lys; M65 finnes bare uten lys.



Optisk 1:5

MODELL M95L
• 1:5 Økning

1 for **8.900 NOK*** stk
2 for **7.750 NOK*** stk
16.070 NOK*



Optisk 1:1

MODELL M25L
• 1:1 Direktdrift

1 for **7.950 NOK*** stk
2 for **6.300 NOK*** stk
11.440 NOK*



Non optic 1:1

MODELL M65
• 1:1 Direktdrift

1 for **5.900 NOK*** stk
2 for **4.750 NOK*** stk
9.400 NOK*



Non optic 4:1

MODELL FX57m
• 4:1 Redusering

1 for **3.700 NOK*** stk
2 for **3.550 NOK*** stk
5.050 NOK*

Ti-Max X55 (IPR)

Et IPR-vinkelstykke er et vinkelstykke for interproksimal reduksjon (IPR) av tenner. Det er utformet for å fjerne minimale mengder tannmateriale fra sideflatene av tennene, hovedsakelig mellom tennene, for å skape plass og korrigere tennenes posisjon. IPR-vinkelstykket muliggjør nøyaktig og kontrollert tannjustering ved å fjerne små mengder emalje. Det er en viktig komponent innen ortodontisk behandling, spesielt ved bruk av bøyler eller andre tannreguleringsmetoder, for å oppnå ønsket tannposisjon og en harmonisk bittjustering.



Non optic 4:1

MODELL Ti-Max X55
• 4:1 Redusering

8.800 NOK*
11.000 NOK*

Finnes også med lys (optisk) Ti-Max X55L

KAMPANJE

TwinPack – Mer for pengene!

Gjelder ved kjøp av et utvalg av turbiner, hånd- eller vinkelstykker



POWER 4 THE HARDER

New S-Max M94L



NYHET

S-Max M94L

Raskere og smidigere bearbeiding av zirkoniumdioksid

Zirkoniumdioksid er et utmerket materiale for dentale restaureringer takket være sin styrke og estetikk. Imidlertid gjør den høye hardheten at bearbeiding kan være tidkrevende og utfordrende. NSK sitt nye vinkelstykke leverer høyt dreiemoment og en redusert hastighet 1:4 for en smidig og effektiv bearbeiding av zirkoniumdioksid.

- 24 % høyere dreiemoment
- Eksepsjonell holdbarhet
- Tilpasset hastighet for zirkoniumdioksid
- Clean Head System for optimal hygiene

Dreiemomentet er økt med 24 % og holdbarheten med 170 %*

*Sammenlignet med eksisterende modeller



Optisk 1:4

MODELL M94L

• 1:4 Økning

12.500 NOK*

17.900 NOK*

Oral hygiene

Varios Combi Pro2

KOMPLETT LØSNING MED SCALER OG AIRPOLISH FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVALE BEHANDLINGER

NYHET

3-I-1
ULTRALYD MED SKÅNSOM
I-PIEZOTEKNOLOGI OG AIRPOLISH

Varios Combi Pro2 inneholder:

- Kontrollenhet
- Ultralydscalerkit inkl. Titan LED-håndstykke
- Supragingivalt pulverkit
- Trådløs flerfunksjonell fotpedal
- G8-, G16- og P20-spiss
- Vann oppvarmet til kroppstemperatur
- Annet tilbehør

MODELL Varios Combi Pro2

89.000 NOK*

99.000 NOK*



QR-kode til
kurstilbud

NSK ACADEMY



VERDIPAKKE

Varios Combi Pro2

med ultralyd- og pulverkit
for supragingival bruk



+ Perio-kit
(Supra- og subgingival Airpolishing)



+ Et ekstra ultralydhåndstykke
Varios2 LUX HP Titan




+ iCart2 Prophy



114.000 NOK*

139.000 NOK*



Trillebord med ekstern vannflaske*

Vår spesialdesignede trillebord tilbyr et nytt nivå av brukervennlighet.

Med trillebord med en egen vannflaske kan man bruke Varios Combi Pro2 uten å være avhengig av oppkobling til kommunalt vann. Dette gir også mulighet for behandling med Periopolish med saltvann eller annet ved for eksempel periokirurgi.



* Vannflasken er ekstra tilbehør



VA2-LUX-HP Ti

SCALERHÅNDSTYKKE I TITAN
















- Scalerhåndstykke i titan
- Duragrip sklisikker og ripefri
- Titan - lett og ergonomisk LEDlys
- Holdbart

14.300 NOK*

Oral hygiene



32
reasons™
to buy the new
Varios Combi Pro2

MODE	POWDER KIT	HANDPIECE + NOZZLE	USE	POWDER
PROPHY MODE 	FOR PROPHY 			
				
PERIO MODE 	FOR PERIO 			
				

Oral hygiene

Varios Combi Pro

KOMPLETT LØSNING MED SCALER OG AIRPOLISH FOR BÅDE SUPRA- OG SUBGINGIVALE BEHANDLINGER

3-I-1
ULTRALYD MED SKÅNSOM
I-PIEZOTEKNOLOGI OG AIRPOLISH

Varios Combi Pro Startpakke Inneholder:

- Kontrollenhet
- Ultralydscalerkit inkl. LED-håndstykke
- Supragingivalt pulverkit
- Flerfunksjonell fotpedal
- G4-, G8- og G16-spiss
- Annet tilbehør

MODELL **Varios Combi Pro**

79.000 NOK*

94.000 NOK*



QR-kode til
kurstilbud

NSK ACADEMY



VERDIPAKKE

Varios Combi Pro

med ultralyd- og pulverkit
for supragingival bruk

+ Perio-kit
(Supra- og subgingival periopolish)

+ Et ekstra ultralydhåndstykke
Varios2 LUX HP

+ iCart Prophy

109.000 NOK*

129.000 NOK*



Som periodontist benytter jeg Varios Combi Pro daglig, både ved ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling av periodontale og periimplantære sykdommer. Med sin innebygde saltvannsbeholder kan operatøren enkelt irrigere med saltvann under kirurgiske inngrep, noe som er avgjørende for å holde operasjonsområdet rent. Forskjellige typer av ultralyd spisser, med sitt unike design, gir behandleren mulighet å komme til vanskelig tilgjengelige områder. Programutvalget og frekvensjustering effektiviserer instrumenteringen av overflatene. Mulighet for både supra og subgingival luftpolering gir en skånsom og effektiv rengjøring av biofilm og misfarging. Enkelt å vedlikeholde, noe som er viktig for å sikre langvarig ytelse og hygiene. Anbefales til alle «perioentusiaster».

Armin Selimovic
Spesialist i periodonti



Oral hygiene

Scalerspisser

80 SPISSER FOR ALLE
INDIKASJONER

Tillegg: Kombinøkkel CR-10 REF:Z221076 – 580 NOK

KAMPANJE

Kjøp 6 spisser, betal for 5!

SCALING



Fra
990
NOK*



G1
Hard supragingival
tannstein



G2
Buccal og lingual tannstein,
composit, tannsmykker,
brackets osv



G3
Buccal og lingual tann-
stein, composit, tannsm-
ykker, brackets osv



G6
Sub- og supragingival
tannstein



G16
Universalspissen vår

PERIO



Fra
1.050
NOK*



P1
Skånsom (biofilm,
myk tannstein)



P10
Effektiv



P20
Implantater



P40/41
Irrigasjon i lommer



P11L
Tannstein aproksimalt
og molarområder



P11R
Tannstein aproksimalt
og molarområder




P25L
Furkasjoner



P25R
Furkasjoner

MINIMALINVASIV KONS/PREP



1.700 NOK*



G62D
Minimalinvasiv
kons/prep



G68D
Minimalinvasiv
kons/prep

ØVRIGE



1.870 NOK*



G95
Periotom
ekstraksjon

V-TIPS



1.750 NOK*




V30
Holder 120° vinkel,
Inkluderer E Tip-
erstatningsnøkkel



ENDO: V-N50
For rengjøring av
rotkanalen, Ni-Ti
irrigasjon



V-G77
For finish, trimming
og polering
(granulasjonsvev)



Skann QR-koden og
oppdag alle spissene
vi har å tilby!



Oral hygiene

Prophy-Mate neo

AIRPOLISH HANDY TIL SUPRAGINGIVALT BRUK

Prophy-Mate neo er utstyrt med koblinger som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VERDIPAKKE

Prophy-Mate neo



+ Et ekstra Prophy-Mate neo-håndstykke



+ **FLASH pearl**
4 x 300g
(Kalsiumbasert pulver)



17.900 NOK*
~~22.900 NOK*~~

Perio-Mate

AIRPOLISH HANDY TIL SUPRA- OG SUBGINGIVALT BRUK



Perio-Mate er utstyrt med koblinger som passer til NSK PTL, KaVo MULTiflex, Sirona, W&H Roto Quick og Bien-Air Uniflex.



VERDIPAKKE

Perio-Mate



+ Et ekstra Perio-Mate håndstykke



+ **Perio Mate-pulver**
2 x 160g
(Glycinbasert pulver)



20.900 NOK*
~~26.400 NOK*~~

VERDIPAKKE

Prophy-Mate neo + Perio-Mate

KOMBINERT SPAREPAKKE

35.900 NOK*

~~49.300 NOK*~~

SPAR **13.400 NOK***

Surgic Pro2

Kraftig og pålitelig med flere nye egenskaper:

- Lettere og mindre motordel
- Enkel innstilling og overblikk av verdier via stor skjerm
- Ny teknologi med farge-LED gir en naturligere fargegjengivelse enn hvit LED
- Trådløse koblinger via bluetooth til fotkontroll, Osseo100(+) og iPads
- Med iPad tilkoblet kan verdiene overvåkes i sanntid og lagres
- Enheten kan også kobles trådløst til VarioSurg3 og 4



MODELL Surgic Pro2 OPT

Komplett maskin med:

- Trådløs fotpedal
- Motor med Lys
- Implantatvinkelstykke X-SG20L (20:1) med Lys.

63.000 NOK*
85.500 NOK*
SPAR **22.500 NOK***

VERDIPAKKE

Surgic Pro2 OPT

- + **2x** grønne 20:1 vinkelstykker **X-SG20L**
- + Kirurgisk optisk håndstykke **X-SG65L** m. L. (1:1)

77.000 NOK*
110.000 NOK*
SPAR **14.250 NOK***



VERDIPAKKE

Surgic Pro2 OPT

- + **Osseo100+**

69.900 NOK*
127.700 NOK*
SPAR **57.800 NOK***



Surgic Pro2 + Osseo 100+
Tar deg til neste nivå + Ingen tvil!

Med Osseo100+ får du en objektiv ISQ-verdi, basert på RFA-teknologi, som gir deg et tydelig svar på implantatets stabilitet – ingen gjetning, bare fakta. Sikre riktig timing for protetikken og optimaliser dine behandlingsresultater.

Raskt, enkelt og pålitelig.

Les mer om Osseo100+ på side 14



Verdens mest solgte kirurgisystem

Kirurgi

Nyhet VarioSurg 4

KRAFTIG PIEZO KIRURGISK ULTRALYDSYSTEM MED LED



MODELL **VarioSurg 4**
Komplett maskin inkl. Basic
H-Skit og steriliseringskassett

77.000 NOK*
107.100 NOK*

- Smart og intuitiv kontrollpanel
- Burst Mode med tre ulike frekvensnivåer
- Kraftfullt håndstykke med supertynt design
- Justerbar lysintensitet
- Ett bredt og allsidig sortiment av spisser
- Spisser - Produkter fra NSK:s presisjonsproduksjon
- Stille og smidig vannpumpe
- Koblet till en trådløs fotkontroll
- Link mellom Surgic Pro2 og VarioSurg 4

**VED KJØP AV VARIOSURG 4
FÅR DU DETTE
PIEZOKIRURGIKURSET
PÅ KJØPET!**



- med doble LED-lys

Inkluderer:

- Basis H-S spisskit og steriliseringskassett



Spisser for Piezokirurgi



MODELL **H-SG1**



MODELL **SG7D**



MODELL **SG16A**



MODELL **SG15B**



MODELL **SG17**



MODELL **SG11**



MODELL **SG15D**



MODELL **G1-S**



MODELL **MST1**
NYHET



MODELL **M-RE2**
NYHET



MODELL **SG12**
NYHET



MODELL **P25L-S**



MODELL **E30RD-S**



MODELL **P20-S**



MODELL **E30LD-S**



MODELL **E31D**

Be om den komplette katalogen fra ditt depot eller din nsk-representant. Eller oppdag hele utvalget av spisser ved å skanne denne QR-koden:



KAMPANJE

Kjøp 6 spisser, betal for 5!

Surgic Pro2 + VarioSurg 4

TO ENHETER. ÉN LØSNING. UBEGRENSET POTENSIAL.



Kobling mellom Surgic Pro2 og VarioSurg 4

VERDIPAKKE

Surgic Pro2

komplett maskin med LED

+ 2x grønne 20:1 vinkelstykker X-SG20L

+ Basic H-S Kit

inkl. H-SG1- SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11

+ VarioSurg 4 non-FT

Komplett maskin uten fotpedal

+ Trådløs fotpedal

+ iCart Duo

Med 3 jordet stikkontakter

134.000 NOK*

499.000 NOK*



VarioSurg 4 har innebygd Bluetooth®-funksjonalitet som gjør det enkelt å koble den til det kirurgiske mikromotorsystemet Surgic Pro2. Dette gjør det mulig å bruke begge enhetene med en enkel fotpedal. Bytt enkelt mellom de to systemene og sørg for en smidig og effektiv arbeidsflyt.

Osseo 100+

ENHET FOR MÅLING AV OSSEOINTEGRASJON

Osseo 100+ hjelper behandleren med å avgjøre når implantatet kan belastes ved å måle implantatstabilitet og osseointegrasjon. Å være sikker på at man kan belaste er spesielt viktig ved protokoller med kortere behandlingstid eller ved behandling av risikopasienter (f.eks. diabetikere, røykere og kreftpasienter).

Målingen gjøres vanligvis ved implantatinstallasjon og før belastning, for å sikre graden av osseointegrasjon.

MODELL **Osseo 100+**

22.500 NOK*

42.200 NOK*



Klart på bare 3 steg.
Se på videoklippet
for å lære mer.



Fest MultiPeg™ på implantatet,
og målingen er klar på et øyeblikk

The ISQ Scale



ISQ-skalaen

ISQ-skalaen måles fra 1 til 99 og har en sterk korrelasjon til implantatets mikrobevegelser. Ved å ta en basisverdi ved implantatinstallasjon og en ytterligere verdi før belastning, kan graden av osseointegrasjon vurderes.



MultiPeg™

510 NOK*

740 NOK*



Skann QR-koden for å se hvilke MultiPegs som er tilgjengelige for ulike implantatsystemer og modeller.



Gjenbrukbar MultiPeg™

- For alle større implantatsystem
- Skånsom mot vevet, holdbar titan
- Kan autoklaveres 20 ganger
- Optimal plattformtilpasning
ISO Standard Calibrated

iSD900

TRÅDLØS PROTETIKSKRUTREKKER.
MED TORQUEKALIBRERING (TCS)

- Tidsbesparende pga. automatisk momenttrekking av festeskruer på distanse- og implantatnivå.
- Fungerer med de fleste implantatsystemer
- Torquekalibrering (TCS)
- Justerbar momentbegrensning mellom 10 og 40 Ncm
- 3 hastigheter (15, 20, 25/min)
- Ergonomisk On/Off-spake
- Tydelig LCD-display
- Lader og oppladbare batterier

MODELL **iSD900**

24.600 NOK*

30.600 NOK*



Kirurgi

Hånd- og vinkelstykker for kirurgiske inngrep og implantatkirurgi



Optisk 1:1

MODELL **X-SG25L**
• 1:1 Direktdrift

11.900 NOK*
14.800 NOK*



Optisk 20:1

MODELL **X-SG20L**
• 20:1 Redusering

14.800 NOK*
21.200 NOK*



Optisk 1:3

MODELL **X-SG93L**
• 1:3 Økning

14.800 NOK*
22.150 NOK*



Optisk 1:3

MODELL **Z-SG45L**
• 1:3 Økning

14.800 NOK*
21.800 NOK*



Non optic 20:1

MODELL **SG20**
• 20:1 Redusering

11.900 NOK*
14.800 NOK*



Optisk 1:1

MODELL **X-SG65L**
• 1:1 Direktdrift

14.400 NOK*
16.890 NOK*



Non optic 1:1

MODELL **SGS-ES**
• 1:1 Direktdrift
• Inkl. sprayclip

7.500 NOK*
9.200 NOK*



Non optic 1:1

MODELL **SGA-ES**
• 1:1 Direktdrift
• Inkl. sprayclip

9.900 NOK*
11.600 NOK*

Labprodukter

ULTIMATE XL

BØRSTELØS MIKROMOTOR

- 1 000–50 000 rpm
- Lett, ergonomisk håndstykke
- Enestående, smidig drift
- Patentert støvbeskyttelsesmekanisme
- Automatisk hastighetskontroll
- Autokjøringsfunksjon



LABMOTOR MED EKSTRA HØYT DREIEMOMENT 8,7 Ncm

Knemodell Fotmodell
Bordmodell Tårnmodell

26.400 NOK*
33.400 NOK*

LABMOTOR MED SMALERE HÅNDTAK 6,0 Ncm

Knemodell Fotmodell
Bordmodell Tårnmodell

22.400 NOK*
28.200 NOK*

Endodonti

iPex II

APEXLOKATOR

- Nøyte måling av rotkanalen ved hjelp av smartlogic technology
- Fungerer under alle forhold, inkludert tørre, våte og blodige kanaler

MODELL iPex II

10.900 NOK*
14.700 NOK*



Hygiene og vedlikehold

iCare+

AUTOMATISK SYSTEM FOR RENGJØRING, DESINFISERING OG SMØRING AV INSTRUMENTER

Alt du trenger for perfekt rengjøring, smøring og desinfeksjon av hånd- og vinkelstykker. iCare+ rengjør, desinfiserer og smører 4 instrumenter.

MODELL C2

- Inkludert 2 adaptere for hånd-/vinkelstykker.

94.000 NOK*
109.000 NOK*

MODELL C3

- Inkludert 3 adaptere for hånd-/vinkelstykker.

94.000 NOK*
109.000 NOK*



Få 1 ekstra års garanti
på NSKs instrument ved kjøp
av iCare+ eller iClave 24!

Tid for å oppleve et nytt nivå
av **sikkerhet og komfort!**

iClave 24

AUTOKLAV KLASSE B, 24 LITER

- Rustfritt stålkommer med en optimal lastkapasitet på opptil 7 kg
- 5-brettsystem som lar deg utnytte hele kammerets plass
- Stor fargeberørings skjerm med brukervennlig grensesnitt
- Datalagring via USB eller Ethernet-tilkobling
- 5 tilgjengelige sykluser (B Universell, B Prion, B Rask, B121, S Rask)
- Mål: 41,5 x 49,2 x 66,9 cm

MODELL **iClave 24**

82.000 NOK*



MODELL **Demin30 - Kit EN1717**

SYSTEM FOR DEMINERALISERT VANN

Inneholder avmineraliseringskit og 2 harpiksfiltre

7.000 NOK*

8.400 NOK*

Mobil tannbehandling

VIVA ace

MOBILT TANNBEHANDLINGSSYSTEM,
GENIALT TIL SYKEHUS OG SYKEHJEM MM.

VIVA ace er utstyrt på følgende måte:

- Børsteløs LED-mikromotor NLX plus med Endo-funksjoner
- Multifunksjonell ultralydscaler Varios 170 med LED
- 3-veissprøyte
- Spytt suger
- Stor kontrollskjerm

MODELL VIVA ace

174.000 NOK*

206.000 NOK*



Vekt: kun 8,5 kg!



VIVA MATE G5

BÆRBAR, TRÅDLØS MIKROMOTOR
MED BELYSNING FOR MOBILT BRUK

Trådløs

Denne mobile mikromotoren/enheten kan brukes hvor som helst takket være de sterke batteriene som er helt uavhengige av nettilkobling i opptil 2 timer.

Med et rotasjonsspekter på 3000 til 30 000 rpm kan den brukes i alle typer bruksområder innen tannbehandling når den brukes med riktig håndstykke eller vinkelstykke.



MODELL Viva Mate G5 Set

26.000 NOK*

32.000 NOK*



NSK Academy tilbyr hands-on og teoretiske kurs med bakgrunn i våre produkter og deres applikasjoner. Alle forelesere har lang erfaring med våre produkter samt arbeider klinisk. For oss i NSK er det ikke bare viktig å tilby høykvalitetsprodukter, men også utdanning og support. Om du ønsker å arrangere et skreddersydd kurs, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

**Ta din kompetanse til neste nivå –
skann for å se våre kurs innen tannhelse**



<https://nordic.promotion.nsk-dental.com/kurser>



Service

Riktig service. Lengre levetid.

NSK Nordic tilbyr en kvalitetssikret service som bygger videre på produktets hele livssyklus og funksjon.

Reparasjoner utføres av erfarne serviceteknikere som utelukkende benytter originale deler. Målet vårt er å sikre at alle tannklinikker får nytte av instrumentenes effektivitet, levetid og presisjon.

Dersom du har behov for service eller teknisk support, vennligst kontakt din nærmeste forhandler.

Våre partnere er godt opplært og står klare til å hjelpe deg med vedlikehold, service og spørsmål knyttet til produktene.

Email: service@nsk-nordic.com



VI TILBYR LOKAL SERVICE OG SUPPORT!

KONTAKT

SALG OG SUPPORT



COUNTRY MANAGER

Mirnes Dinarevic

Tlf: 92 21 40 63

Email: mirnes.dinarevic@nsk-nordic.com




FAGANSVARLIG NORDEN

Linda Kjølstadmyr

Tlf: 92 99 37 99

Email: linda.kjolstadmyr@nsk-nordic.com



Ønsker du et skreddersydd tilbud,
så er det bare å kontakte en av våre
representanter.

Ved kjøp av NSK produkter fra våre offisielle distributører har vi særdeles gode servicemuligheter ved vårt servisesenter. Samtlige priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Våre tilbud gjelder ikke i kombinasjon med avtalepriser eller andre rabatter. Kampanjen gjelder til og med 30 juni 2025. Med reservasjon for eventuelle feil/trykkfeil eller forandringer.

STAY INFORMED, STAY CONNECTED!

FØLG OSS PÅ:




Abonner på vårt
nyhetsbrev!



@nsknordic



@nsk-nordic



@nsknordic



@nskdentaleurope